



# RUCK®

FÜR FUSS UND PFLEGE

## CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA SZTUCZNEJ SKÓRY

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry czyści i pielęgnuje wszystkie pokrycia foteli ze sztucznej skóry, tym samym w znacznym stopniu przyczynia się do utrzymania wartości foteli zabiegowych i innych obić ze sztucznej skóry. Dzięki jednoczesnemu zastosowaniu RUCK® płynu do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry i należącej do zestawu specjalnej gąbki można szybko usunąć także zanieczyszczenia z głębszych warstw tapicerki takich jak np. plamy i przebarwienia od nieutrwalonych barwników ubrań. RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry intensywnie pielęgnuje i czyści bez smug pozostawiając po sobie jedwabisty połysk.

#### **Skład:**

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry działa na bazie mieszaniny specjalnych związków powierzchniowo czynnych, związków silikonowych i składników pielęgnujących na bazie oleju z awokado.

#### **Zastosowanie:**

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry stosować jako nierozcieńczony. Za pomocą spryskiwacza rozpylić na powierzchnie przeznaczone do czyszczenia i natychmiast zetrzeć ścierką, lub w celu bardziej intensywnego czyszczenia delikatnie wetrzeć naniesiony płyn przy pomocy specjalnej gąbki. Powoduje to bardziej dokładne czyszczenie. Następnie zetrzeć nadmiar płynu suchą ściereczką. W razie potrzeby czyszczenie tapicerki za pomocą RUCK® płynu do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry można stosować codziennie.

#### **Wskazówki:**

RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry można bez problemu stosować na wszystkich powierzchniach ze sztucznej skóry. W przypadku innych powierzchni ze skóry należy sprawdzić tolerancje materiałową na mniej widocznym kawałku powierzchni. Do czyszczenia sztucznej skóry nie wolno stosować innych gąbek. Produktu RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry nie należy mieszać z innymi produktami. Zmiany koloru i zapachu chusteczek stosowanych z RUCK® płyn do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki ze sztucznej skóry w trakcie przechowywania nie wpływają negatywnie na ich skuteczność. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Wszystkie poważne zdarzenia występujące w związku z produktem należy niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego.





# RUCK®

## HELLMUT RUCK CZYSZCZENIE I PIELEŃ NACJA SZTUCZNEJ SKÓRY

- Diese Gebrauchsanweisung können Sie in weiteren Sprachen unter nachfolgendem Link herunterladen oder telefonisch anfordern.
- Tämän käyttöohjeen voitte ladata useilla eri kielillä seuraavasta linkistä tai pyytää tietoja puhelimitse.
- Puede descargar este manual en diferentes idiomas en el siguiente enlace o bien solicitarlo por telefono.
- Instrukcje te mogą być pobierane w innych językach pod poniższym linkiem lub telefonicznie
- Tento návod je také k dispozici v jiných jazycích. Použite prosím následující odkaz ke stažení návodu nebo si je vyžádejte telefonicky.
- So lietošanas instrukciju citās valodās iespējams lejuplādēt zemāk norādītajā saitē vai pieprasīt telefoniski.
- This manual is also available in other languages. Please use the following link to download the manual or request it on the phone.
- Questo manuale è disponibile anche in altre lingue. Lo si può scaricare utilizzando il seguente link o richiederlo per telefono.
- 此說明書另有提供其他國家語言，請點擊此連結下載檔案，或透過電話詢問下載亦可。
- Navodila za uporabo lahko v številnih jezikih pridobite na sledeči povezavi ali naročite prek telefona
- U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- Вы можете загрузить руководство по эксплуатации на других языках кликнув на ссылку или запросив по телефону.
- Τις οδηγίες χρήσεως μπορείτε να τις βρείτε και σε άλλες γλώσσες, πατώντας στο παρακάτω link για να τις κατεβάσετε ή να τις ζητήσετε τηλεφωνικώς.
- U kunt de gebruiksaanwijzing in diverse talen downloaden onder de volgende link. Ook kunt u deze telefonisch aanvragen.
- Ce manuel d'utilisation est disponible aussi en autre langues. Veuillez utiliser le lien suivant pour le télécharger ou demandez-le par téléphone.
- Bu kullanım kılavuzunu farklı dillerdede aşağıdaki bağlantıdan indirebilir yada telefon ile isteyebilirsiniz.
- Atsisiiskite instrukcija lietuvių kalbą paspaudę šią nuorodą, arba paskambinę telefonu.
- A használati útmutatót magyar nyelven a következő linkről tudja tölteni, vagy kérheti telefonon.
- פולטות ותושבין ומה קניין תופסו תופש להפעלה תוארה תו דירוהל לכות.
- 여러 언어로 된 본 사용설명서를 다음 링크에서 다운로드하시거나 전화로 요청하실 수 있습니다.
- Hægt er að sækja þessar notkunarlíðbeiningar á öðrum tungumálum með eftirfarandi tengli eða panta þær símleíðis
- Ezen kezelési útmutató további nyelveken a következő linken keresztül tölthető le, vagy telefonon megkérhető
- この取扱説明書はその他の言語でも以下のリンクでダウンロードしていただくことが可能です。またはお電話でお問い合わせいただければご案内申し上げます。
- Denne brugsanvisning kan du downloade på flere sprog på efterfølgende link eller bestille telefonisk
- Denna bruksanvisning på andra språk kan du antingen ladda ned från följande länk eller beställa på telefon
- Цю інструкцію по експлуатації на інших мовах ви можете завантажити за нижчевказаним посиланням на сайт або запросити по телефону



1. [www.hellmut-ruck.de](https://www.hellmut-ruck.de)
2. szukany termin:  
"2947001"
3. Downloads

<a href="https://www.hellmut-ruck.de">https://www.hellmut-ruck.de</a>
2947001

<b>Downloads</b>
80161xx_GA_RUCK-Kunstlederreinigung_XX_2020-xxxx



**orochemie GmbH + Co. KG | Max-Planck-Straße 27**  
**DE – 70806 Kornwestheim | web [www.duerredental.com](http://www.duerredental.com)**  
**e-Mail [info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com) | fon +49 (0)7142. 705-0**

Dystrybucja poprzez:

HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | D – 75305 Neuenbürg  
web [www.hellmut-ruck.de](http://www.hellmut-ruck.de) | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

### Prawa autorskie

© 2021 Hellmut Ruck GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hellmut Ruck GmbH niniejszego dokumentu nie wolno kopiować, edytować, powielać, ani tłumaczyć.