

Jakimi klamrami ORTOGRIP professional można zastąpić klamry VHO



		VHO 0,3 mm Mezzo / mini	VHO 0,4 mm Hard / mini	VHO 0,4 mm Hard / midi	VHO 0,4 mm Hard / maxi	VHO 0,5 mm Hard / midi	VHO 0,5 mm. Hard / maxi
ORTOGRIP professional roz. 1 niebieski	0,30 mm	ramię klamry ORTOGRIP jest krótsze i mniejsze					
ORTOGRIP professional roz. 2 zielony	0,35 mm	różnica w grubości drutu, ramię klamry ORTOGRIP jest krótsze i mniejsze					
ORTOGRIP professional roz. 3 magenta	0,35 mm	różnica w grubości drutu, klamra ORTOGRIP ma większą podpórę (dach)					
ORTOGRIP professional roz. 4 pomarańczowy	0,40 mm		ramię klamry ORTOGRIP jest trochę dłuższe				
ORTOGRIP professional roz. 5 żółty	0,40 mm						
ORTOGRIP professional roz. 6 biały	0,50 mm					ramię klamry ORTOGRIP jest trochę dłuższe	

ORTOGRIP
PROFESSIONAL